



PARTNER D'ECCELLENZA
DISTRIBUTORE UNICO AUTORIZZATO PER L'ITALIA
PRESENTS

La nuova **BLACK LABEL EDITION** di

GENYAL

La nuova tecnologia **GENYALIX**[®] ci permette di sfruttare un nuovo tipo di crosslinking dove le lunghe catene di acido ialuronico sono raccolte in forma elicoidale in una matrice a rete mediante un nuovo processo produttivo che rende il gel monofasico, quindi totalmente reticolato e protetto interamente dall'attacco degli enzimi.

SICUREZZA E AFFIDABILITÀ

L'idrogel iniettato nel tessuto, consente il passaggio ad ossigeno ed osmosi, proteggendo quindi regolarmente tutte le funzioni fisiologiche del tessuto

ALTA RESA E DURATA

La tecnologia **GENYALIX**[®] usata per reticolare l'acido ialuronico permette alle catene contenute nell'idrogel una forte resistenza dinamica: il prodotto iniettato nei tessuti rimarrà così aggregato nel tessuto e manterrà la sua forma riducendo al massimo ogni possibilità di migrazione.

IDROGEL MONOFASICO

La particolare struttura dell'idrogel monofasico della nuova Black Label Edition riducendo è ottenuto totale reticolazione dell'acido ialuronico senza parti libere creando un prodotto molto compatto e meno fluido con un altissimo grado di coesività.

GENYAL[®] LYPS

HYALURONIC DERMAL FILLER

Genyal[®] colma le rughe glabellari, i solchi naso labiali lievemente evidenti, le rughe dalle guance e le commissure labiali superficiali. Permette, inoltre, di ridefinire il naso, le labbra e il loro profilo ristabilendo il volume.



filling the lips and the superficial lines

Contenuto:	1 ml
Concentrazione HA:	22MG/ML
Agente reticolante:	BDDE
Grado di reticolazione:	★★★
Aghi:	2x27G

TRATTAMENTI: rughe della glabella, rughe peribuccali, solchi naso-genieni poco marcati, commissure labiali, rughe della guancia, contorno labbra, rinofilling.

GENYAL[®] 24

HYALURONIC DERMAL FILLER

Genyal[®] 24 consente efficientemente il riempimento delle “rughe della marionetta”, i solchi naso-genieni più pronunciati, riesce a dare nuovo spessore alle labbra e a trattare in generale tutti i tipi di rughe. Questo prodotto molto corposo si inietta nel derma medio e profondo.



polyhedric and monophasic HA filler

Contenuto:	1 ml
Concentrazione HA:	24MG/ML
Agente reticolante:	BDDE
Grado di reticolazione:	★★★★
Aghi:	2x27G

TRATTAMENTI: rughe nasogeniene profonde, pieghe di amarezza ed in generale tutti i tipi di rughe medie e profonde.

GENYAL[®] 26

HYALURONIC DERMAL FILLER

Questo particolare prodotto presenta la più elevata concentrazione di acido ialuronico della linea Genyal[®] (26MG/ML) e le più pregiate caratteristiche di elasto-plasticità. Consigliato per l'accrescimento dei volumi.



volumizing and face contouring

Contenuto:	1 ml
Concentrazione HA:	26MG/ML
Agente reticolante:	BDDE
Grado di reticolazione:	★★★★★
Aghi:	2x25G

TRATTAMENTI: zigomi, guance e mento, contorno del viso.

